

CATETERE IV INTROCAN SAFETY B-BRAUN 20G 32 mm - sterile conf. 50 pz.



CATETERI I.V. BBRAUN - RADIOPACHI

INTROCAN SAFETY® - sterile

Il materiale PUR si ammorbidisce alla temperatura corporea e ha un impatto positivo comprovato sul tempo di permanenza del catetere e sul rischio di flebite

- INTROCAN SAFETY® PUR
- Codice B. Braun: 4251130-01
- Calibro: 20 G
- Calibro mm: 1,1x32
- Colore: Rosa
- Minimo vendita: conf. da 50

Senza lattice, PVC, DEHP

La forma unica dello smusso di taglio universale aiuta ad accedere alle vene difficili fornendo un percorso molto flessibile per facilitare l'inserimento del catetere con meno lacerazioni

Multi-Access Septum consente di controllare il flusso ematico dal raccordo del catetere durante l'estrazione dell'ago e lo scambio dei connettori Luer

Dispositivo di sicurezza automatico per proteggere gli operatori sanitari

La piattaforma di stabilizzazione integrata riduce al minimo il movimento del catetere per aiutare a diminuire le complicazioni correlate al catetere

La tecnologia Double Flashback contribuisce alla riuscita dell'inserimento al primo tentativo, grazie alla conferma visiva che sia l'ago sia il catetere sono in vena

Con istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, PL, HU, RO, CZ, SK, BG, GR, HR, RS, SI, EE, LV, LT, SE, FI, NO, RU, TR