

## **AGHI BD QUINCKE 18G - 1,2x90 mm - rosa conf. 25 pz.**



### **AGO PER ANESTESIA SPINALE BD CON PUNTA QUINCKE - STERILE**

- Codice BD: 405248
- 18G 3.50 IN 1,2x90 mm - rosa

Aghi per anestesia spinale BD con punta Quincke; sterili, monouso e privi di lattice.

Gli aghi BD Quincke 18G 1,2 x 90 mm sono dispositivi sterili professionali progettati per procedure di anestesia spinale e utilizzo specialistico in ambito ospedaliero e sanitario. Dotati di punta Quincke di precisione, garantiscono penetrazione controllata e affidabilità durante le procedure anestesilogiche.

Realizzati con elevati standard qualitativi, questi aghi monouso assicurano sicurezza, precisione e praticità d'uso per anestesisti e personale medico specializzato. Il codice colore rosa facilita l'identificazione immediata della misura 18G durante le operazioni cliniche.

Gli aghi sono sterili, latex free e confezionati singolarmente per mantenere massimi livelli di igiene e ridurre il rischio di contaminazioni. Ideali per ospedali, sale operatorie, cliniche e strutture sanitarie professionali.

La confezione da 25 pezzi rappresenta una soluzione pratica per utilizzo frequente in ambito anestesiologicalo e specialistico.

---

#### **FAQ - Domande e Risposte**

##### **A cosa servono gli aghi BD Quincke 18G?**

*Sono indicati per procedure di anestesia spinale e utilizzo specialistico.*

##### **Gli aghi sono sterili?**

*Sì, ogni ago è sterile e confezionato singolarmente.*

##### **La punta è di tipo Quincke?**

*Sì, il prodotto utilizza punta Quincke per penetrazione precisa e controllata.*

##### **Il prodotto contiene lattice?**

*No, gli aghi sono latex free.*

##### **La confezione include 25 pezzi?**

*Sì, il prodotto è venduto in confezione da 25 aghi sterili.*

Aghi BD Quincke 18G 1,2 x 90 mm rosa sterili conf. 25 pezzi per anestesia spinale.  
Dispositivi professionali monouso latex free.