

AGHI BD QUINCKE 22G - 0,7x90 mm - nero conf. 25 pz.



AGO PER ANESTESIA SPINALE BD CON PUNTA QUINCKE - STERILE

- Codice BD: 405256
- 22G 3.50 IN 0,7x90 mm - nero

Aghi per anestesia spinale BD con punta Quincke; sterili, monouso e privi di lattice.

Gli Aghi BD Quincke 22G 0,7x90 mm sono dispositivi sterili monouso progettati per anestesia spinale e procedure mediche specialistiche che richiedono precisione e affidabilità. Realizzati da BD, marchio riconosciuto nel settore medicale, garantiscono elevati standard qualitativi e sicurezza durante l'utilizzo clinico.

Dotati di punta Quincke, questi aghi assicurano una penetrazione precisa e controllata, risultando ideali per procedure spinali e utilizzi professionali in ambito ospedaliero e ambulatoriale. La misura 22G con lunghezza di 90 mm offre un ottimo equilibrio tra maneggevolezza e performance operativa.

Gli aghi sono sterili, monouso e privi di lattice, caratteristica che contribuisce a ridurre il rischio di reazioni allergiche e contaminazioni. Ogni confezione contiene 25 pezzi confezionati singolarmente per garantire massima igiene e praticità d'uso.

La qualità costruttiva BD assicura affidabilità, comfort operativo e sicurezza per il personale sanitario e il paziente.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa servono gli aghi Quincke?

Sono utilizzati principalmente per anestesia spinale e procedure mediche specialistiche.

Che misura hanno questi aghi?

Gli aghi sono 22G con dimensioni 0,7 x 90 mm.

Gli aghi sono sterili?

Sì, ogni ago è sterile e confezionato singolarmente.

Sono monouso?

Sì, sono dispositivi monouso professionali.

Gli aghi contengono lattice?

No, sono privi di lattice.

Aghi BD Quincke 22G 0,7x90 mm sterili monouso per anestesia spinale.

Confezione da 25 pezzi, punta Quincke di precisione, privi di lattice.