

## **AGO CANNULA BD VENFLON PRO SAFETY 18G 32 mm - 393226 - sterile conf. 50 pz.**



### **AGHI CANNULA BD VENFLON™ PRO SAFETY – STERILI**

- Codice BD: 393226
- Calibro: 18G
- Calibro mm: 1,3x32 mm
- Colore: verde

L'ago cannula di sicurezza BD Venflon™ Pro Safety è un catetere venoso periferico (CVP) con porta di iniezione e sistema di sicurezza passivo, studiato per ridurre al minimo il rischio di schizzi di sangue imprevisti e ferite da puntura da ago.

Il materiale del catetere BD Vialon™ (poliuretano radiopaco e biocompatibile) si ammorbidisce fino al 70% nella vena, consentendo un tempo più lungo di permanenza in vena, minimizzando le interruzioni e riducendo il rischio di flebiti meccaniche.

Design ergonomico per accogliere varie tecniche.

Smussatura con taglio posteriore dell'ago per una penetrazione ottimale della cute e della vena.

Alette flessibili per un fissaggio confortevole per il paziente.

Tappo "a scatto" per evitare l'apertura accidentale della porta. Il tappo di sfiato bianco rimovibile offre flessibilità per varie esigenze.

Istruzioni multilingue in: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, DK, FI, SE, NO, EE, LV, LT, CZ, SI, SK, GR, BG, HR, HU, RO, UA, TR, RU, KZ, Arabo.