

**AGO CANNULA BD VENFLON 18G 45 mm - 391453 -
sterile conf. 50 pz.**



CATETERI BD VENFLON™

- Codice BD: 391453
- Calibro: 18G
- Calibro mm: 45 mm (1¾")
- Portata: 80
- Colore: verde
- Confezione da 50 pezzi
- Sterile

AGHI CANNULA BD VENFLON™

Aghi cannula con connessione Luer-lock.

Appositamente studiati per un accesso periferico venoso del paziente per idratazione, alimentazione, somministrazione di farmaci, trasfusioni e monitoraggio.

Funzione Flashback - Al momento dell'introduzione in vena, il flusso di sangue è visibile tramite il flashback nel fulcro della cannula.

Scatola e manuale multilingue.