

**AGO CANNULA BD VENFLON 22G 25 mm - 391451 -
sterile conf. 50 pz.**



CATETERI BD VENFLON™

- Codice BD: 391451
- Calibro: 22G
- Calibro mm: 25 mm (1")
- Portata: 31
- Colore: blu
- Confezione da 50 pezzi
- Sterile

AGHI CANNULA BD VENFLON™

Aghi cannula con connessione Luer-lock.

Appositamente studiati per un accesso periferico venoso del paziente per idratazione, alimentazione, somministrazione di farmaci, trasfusioni e monitoraggio.

Funzione Flashback - Al momento dell'introduzione in vena, il flusso di sangue è visibile tramite il flashback nel fulcro della cannula.

Scatola e manuale multilingue.