

**AGO CANNULA CONVENZIONALE 18G - 45 mm -
sterile conf. 50 pz.**



AGO CANNULA MONOVIA - STERILE

- Classico senza protezione
- Calibro: 18G
- Calibro mm: 45 mm (1 $\frac{3}{4}$ ")
- Colore: verde
- Confezione da 50 pezzi
- Sterile
- Alta portata: sottile parete in poliuretano a prova di colpi e cateteri FEP radiopachi
- Facile introduzione in vena: l'ago introduttore con punta a V riduce la forza di penetrazione dal 25 al 30%

- Facile e sicuro da maneggiare: corpo con nervature e indicatore con parte smussa rivolta verso l'alto
- Fissaggio sicuro e comfort del paziente: perno lungo per agevolare la sutura o l'applicazione del cerotto
- Aspirazione ago in vena: tappo rimovibile
- Visualizzazione reflusso: camera di reflusso trasparente