

## **CATETERE IV VASOFIX SAFETY PUR B-BRAUN 22G 25 mm - sterile conf. 50 pz.**



CATETERI I.V. BBRAUN - RADIOPACHI

VASOFIX® SAFETY - sterile

Catetere I.V. in PUR, studiato per ridurre al minimo le punture accidentali.

Solo monouso, con porta per iniezione. Ago cannula a due vie, poliuretano, radiopaco, con valvola di iniezione per somministrazione intermittente di farmaci, completo di tappo di chiusura.

- VASOFIX® SAFETY PUR
- Codice B. Braun: 4269098S-01
- Calibro: 22 G
- Calibro mm: 25
- Colore: Blu
- Minimo vendita: conf. da 50

Senza lattice, PVC, DEHP

La tecnologia Flashback fornisce la conferma dell'esatto posizionamento del catetere mediante la rapida visualizzazione del reflusso ematico nel catetere nell'ago

Taglio universale con ampia scelta di angoli di inserimento e trauma da puntura minimo

Con istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, PL, HU, RO, CZ, SK, BG, GR, HR, RS, SI, EE, LV, LT, SE, FI, NO, RU, TR