

**AGO BD MICROLANCE 21G - 0,80x40 mm - verde
conf. 100 pz.**



AGHI BD MICROLANCE

- Misura: 21G - 0,80x40 mm
- Colore di riferimento: verde
- Codice BD: 304432
- Confezione da 100 pezzi

Gli aghi BD Microlance 21G sono progettati per garantire precisione, sicurezza e comfort nelle procedure di iniezione e prelievo. Grazie alla qualità costruttiva BD, rappresentano uno standard affidabile per uso professionale in ambito sanitario.

La misura 21G (0,80 x 40 mm) è identificata dal colore verde secondo la codifica internazionale, facilitando un riconoscimento immediato durante le operazioni cliniche. La punta affilata e siliconata consente una penetrazione agevole e riduce il trauma per il paziente, migliorando l'esperienza durante l'utilizzo.

Compatibili con siringhe Luer Slip e Luer Lock, questi aghi assicurano una connessione stabile e sicura. Sono ideali per iniezioni intramuscolari, sottocutanee e altre applicazioni mediche standard.

FAQ - Domande e Risposte

Gli aghi sono sterili?

Sì, ogni ago è confezionato sterile e monouso.

A cosa serve la misura 21G?

È indicata per iniezioni intramuscolari e applicazioni standard.

Sono compatibili con tutte le siringhe?

Sì, con siringhe Luer Slip e Luer Lock.

Il colore ha un significato?

Sì, il verde identifica la misura 21G secondo lo standard internazionale.

Sono monouso?

Sì, devono essere utilizzati una sola volta.

Aghi BD Microlance 21G 0,80x40 mm verdi, sterili e monouso.

Alta precisione e compatibilità Luer.

Confezione da 100 pezzi per uso medico professionale.