

**AGO IPODERMICO 18G 1,2x38mm - sterile conf. 100
pz.**



AGO IPODERMICO STANDARD 18G - STERILE

Ago ipodermico standard, in acciaio inox AISI 304 con affilatura tripla, atossico e apirogeno.

Tutti gli elementi dell'ago sono trattati specificatamente per garantire un'iniezione indolore.

- Misura: 18G - 1,2x38 mm
- Colore di riferimento: rosa
- Confezione da 100 pezzi
- Confezionati in blister individuali
- Scatola e istruzioni: GB, IT, ES, PT.