


AGO IPODERMICO 19G 1,1x38mm - sterile conf. 100 pz.



AGO IPODERMICO STANDARD 19G - STERILE

Ago ipodermico standard, in acciaio inox AISI 304 con affilatura tripla, atossico e apirogeno.

Tutti gli elementi dell'ago sono trattati specificatamente per garantire un'iniezione indolore.

- Misura: 19G - 1,1x38 mm
- Colore di riferimento: crema
- Confezione da 100 pezzi
- Confezionati in blister individuali
- Scatola e istruzioni: GB, IT, ES, PT.