


AGO IPODERMICO 20G 0,9x38mm - sterile conf. 100 pz.



AGO IPODERMICO STANDARD 20G - STERILE

Ago ipodermico standard, in acciaio inox AISI 304 con affilatura tripla, atossico e apirogeno.

Tutti gli elementi dell'ago sono trattati specificatamente per garantire un'iniezione indolore.

- Misura: 20G - 0,9x38 mm
- Colore di riferimento: giallo
- Confezione da 100 pezzi
- Confezionati in blister individuali
- Scatola e istruzioni: GB, IT, ES, PT.