


## **AGO IPODERMICO 21G 0,8x38mm - sterile conf. 100 pz.**



### **AGO IPODERMICO STANDARD 21G - STERILE**

Ago ipodermico standard, in acciaio inox AISI 304 con affilatura tripla, atossico e apirogeno.

Tutti gli elementi dell'ago sono trattati specificatamente per garantire un'iniezione indolore.

- Misura: 21G - 0,8x38 mm
- Colore di riferimento: verde
- Confezione da 100 pezzi
- Confezionati in blister individuali
- Scatola e istruzioni: GB, IT, ES, PT.