


Ago Ipodermico 25G 0,5 × 16 mm Sterile - Conf. 100 pezzi



AGO IPODERMICO STANDARD 25G - STERILE

Ago ipodermico standard, in acciaio inox AISI 304 con affilatura tripla, atossico e apirogeno.

Tutti gli elementi dell'ago sono trattati specificatamente per garantire un'iniezione indolore.

- Misura: 25G - 0,5x16 mm
- Colore di riferimento: arancio
- Confezione da 100 pezzi
- Confezionati in blister individuali
- Scatola e istruzioni: GB, IT, ES, PT.

Il calibro 25G e la lunghezza 16 mm lo rendono adatto a diverse applicazioni cliniche, offrendo un buon equilibrio tra precisione e comfort durante l'utilizzo. Il cono dell'ago è

identificato dal colore arancione, secondo la codifica standard internazionale dei calibri, permettendo un riconoscimento rapido nelle procedure mediche.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve l'ago ipodermico 25G?

È utilizzato per iniezioni e procedure mediche che richiedono aghi sterili e monouso.

Cosa significa 25G?

Indica il calibro dell'ago secondo la scala Gauge; più il numero è alto, più l'ago è sottile.

Qual è la lunghezza dell'ago?

L'ago ha una lunghezza di 16 mm.

Gli aghi sono sterili?

Sì, ogni ago è sterile e confezionato singolarmente in blister.

Ago ipodermico sterile 25G 0,5×16 mm in acciaio inox AISI 304 con affilatura tripla.

Confezione da 100 pezzi monouso per uso medico e ambulatoriale.