


**AGO IPODERMICO 26G 0,45x12,7mm - sterile conf.
100 pz.**



AGO IPODERMICO STANDARD 26G - STERILE

Ago ipodermico standard, in acciaio inox AISI 304 con affilatura tripla, atossico e apirogeno.

Tutti gli elementi dell'ago sono trattati specificatamente per garantire un'iniezione indolore.

- Misura: 26G - 0,45x13 mm
- Colore di riferimento: marrone
- Confezione da 100 pezzi
- Confezionati in blister individuali
- Scatola e istruzioni: GB, IT, ES, PT.