


**AGO IPODERMICO 27G 0,4x12,7mm - sterile conf.
100 pz.**



AGO IPODERMICO STANDARD 27G - STERILE

Ago ipodermico standard, in acciaio inox AISI 304 con affilatura tripla, atossico e apirogeno.

Tutti gli elementi dell'ago sono trattati specificatamente per garantire un'iniezione indolore.

- Misura: 27G - 0,4x13 mm
- Colore di riferimento: grigio
- Confezione da 100 pezzi
- Confezionati in blister individuali
- Scatola e istruzioni: GB, IT, ES, PT.