

AGO BUTTERFLY 21G L/L - sterile conf. 100 pz.



SET INFUSIONE STANDARD 21G - STERILE

Set per infusione standard, ago in acciaio inox AISI 304 con affilatura tripla, atossico e apirogeno.

Tutti gli elementi dell'ago sono trattati specificatamente per garantire un'iniezione indolore.

Gli aghi sono dotati di alette morbide e flessibili.

Tubo in PVC 30 cm con attacco luer lock.

- Misura: 21G - 0,8x19 mm
- Colore di riferimento: verde
- Confezione da 100 pezzi
- Confezionati in blister individuali
- Scatola e istruzioni: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, RU.