


## **AGO BUTTERFLY 22G L/L - Sterile - Conf. 100 pz**



### AGO BUTTERFLY 22G - STERILE

AGO BUTTERFLY 22G per infusione standard, ago in acciaio inox AISI 304 con affilatura tripla, atossico e apirogeno.

Tutti gli elementi dell'ago sono trattati specificatamente per garantire un'iniezione indolore.

Gli aghi sono dotati di alette morbide e flessibili.

Tubo in PVC 30 cm con attacco luer lock.

- Misura: 22G - 0,7x19 mm
- Colore di riferimento: nero
- Confezione da 100 pezzi
- Confezionati in blister individuali
- Scatola e istruzioni: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, RU.

AGO BUTTERFLY Standard 22G sterile è un dispositivo medico monouso progettato per la somministrazione sicura e controllata di soluzioni per via sottocutanea o endovenosa. Realizzato con ago in acciaio inox AISI 304 con affilatura tripla, garantisce precisione di inserimento e riduzione del disagio per il paziente.

Tutti i componenti sono trattati per assicurare un'iniezione atraumatica. Gli aghi sono dotati di alette morbide e flessibili che facilitano il fissaggio e migliorano la stabilità durante l'utilizzo. Il tubo in PVC da 30 cm con attacco Luer Lock assicura una connessione sicura e compatibile con i principali dispositivi per infusione.

Il calibro 22G (0,7 x 19 mm) è identificato dal colore verde ed è indicato per infusioni standard e terapie di breve o media durata. Ogni set è sterile, apirogeno e confezionato singolarmente in blister, garantendo massima igiene e praticità operativa.

La confezione da 100 pezzi rappresenta una soluzione efficiente per strutture sanitarie, ambulatori e studi medici che necessitano di dispositivi affidabili per terapia infusioneale.

---

## **FAQ - Domande e Risposte**

Che calibro è il set infusione?

È un 22G con misura 0,7 x 19 mm, colore verde.

Il dispositivo è sterile?

Sì, è sterile e confezionato in blister individuali.

Che tipo di connessione utilizza?

È dotato di attacco Luer Lock per connessione sicura.

Il tubo quanto è lungo?

Il tubo in PVC ha una lunghezza di 30 cm.

È riutilizzabile?

No, è un dispositivo medico monouso.

AGO BUTTERFLY 22G per infusione standard - sterile - AISI 304, tubo PVC 30 cm e attacco Luer Lock. Confezione da 100 pezzi per terapia infusioneale.