

## **AGO BUTTERFLY DI SICUREZZA 23G L/L - sterile conf. 100 pz.**



### **SET INFUSIONE DI SICUREZZA 23G - STERILE**

Set per infusione di sicurezza, ago in acciaio inox AISI 304 con affilatura tripla, atossico e apirogeno.

Tutti gli elementi dell'ago sono trattati specificatamente per garantire un'iniezione indolore.

Gli aghi sono dotati di alette morbide e flessibili.

Tubo in PVC 30 cm con attacco luer lock.

- Misura: 23G - 0,6x19 mm
- Colore di riferimento: turchese
- Confezione da 100 pezzi
- Confezionati in blister individuali
- Scatola e istruzioni: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, RU.