

## **AGO IPODERMICO DI SICUREZZA 21G 0,8x38mm - sterile conf. 100 pz.**



### **AGHI IPODERMICI DI SICUREZZA - STERILI**

Gamma di aghi ipodermici e set per infusione che assicurano un trauma minimo durante la penetrazione grazie alla tripla affilatura.

Tutti gli elementi dell'ago sono trattati specificamente per garantire un'iniezione indolore.

Aghi in acciaio inox AISI 304 totalmente atossici e apirogeni.

- Ago: 21G - 0,8x38 mm
- Colore: verde
- Confezione da 100
- Confezionati in blister individuali
- Scatola e istruzioni: GB, IT, ES, PT.