

## **CUSCINO PER ESERCITAZIONE INIEZIONI INTRAMUSCOLARI**



Cuscino per esercitarsi a eseguire iniezioni intramuscolari, dotato di laccetto per il fissaggio intorno all'arto durante l'esercitazione.

Per aumentare il realismo dell'operazione, il modulo è suddiviso in cute, strato muscolare e cornice esterna.

Superficie in silicone con spugna interna, base in plastica.

Dimensioni: 8,5x7,5x3 cm

Peso: 0,08 kg

Laccetto 18 cm con chiusura velcro