

**SIRINGA INSULINA AGO INSERITO 25G - 1 ml conf.
100 pz.**



Siringa da insulina a residuo zero - ago staccabile - 1 ml - 25G - 0,5x16 mm

Fornite con ago staccabile o ago fisso, entrambi a residuo zero.

Le siringhe da insulina con ago fisso hanno l'ago direttamente attaccato al corpo della siringa e forniscono una doppia protezione (copriago e copricilindro) per una sterilità ottimale.

Atossiche e apirogene, fatte in polipropilene trasparente con scala graduata per insulina.

Aghi in acciaio inossidabile AISI 304 con triplo affilamento.

FAQ - Domande e Risposte

Qual è la capacità della siringa?

La capacità è di 1 ml.

Che misura ha l'ago?

L'ago è 25G con dimensioni 0,5 x 16 mm.

L'ago è fisso o removibile?

L'ago è inserito stabilmente nella siringa.

La siringa è sterile?

Sì, è un dispositivo sterile monouso.

Quante siringhe contiene la confezione?

La confezione contiene 100 pezzi.

Siringa insulina ago inserito 25G da 1 ml confezione 100 pezzi.

Dispositivo sterile monouso con ago fisso per somministrazione precisa dell'insulina.