



**SIRINGA INSULINA AGO INSERITO 25G - 1 ml conf.
100 pz.**



Siringa da insulina a residuo zero - ago staccabile - 1 ml - 25G - 0,5x16 mm

Fornite con ago staccabile o ago fisso, entrambi a residuo zero.

Le siringhe da insulina con ago fisso hanno l'ago direttamente attaccato al corpo della siringa e forniscono una doppia protezione (copriago e copricilindro) per una sterilità ottimale.

Atossiche e apirogene, fatte in polipropilene trasparente con scala graduata per insulina.

Aghi in acciaio inossidabile AISI 304 con triplo affilamento.