

**SIRINGA INSULINA AGO INSERITO 27G - 1 ml conf.
100 pz.**



Siringa da insulina a residuo zero - ago staccabile - 1 ml - 27G - 0,4x13 mm

Fornite con ago staccabile o ago fisso, entrambi a residuo zero.

Le siringhe da insulina con ago fisso hanno l'ago direttamente attaccato al corpo della siringa e forniscono una doppia protezione (copriago e copricilindro) per una sterilità ottimale.

Atossiche e apirogene, fatte in polipropilene trasparente con scala graduata per insulina.

Aghi in acciaio inossidabile AISI 304 con triplo affilamento.

La siringa per insulina 27G da 1 ml con ago inserito è progettata per garantire somministrazioni precise, sicure e confortevoli di insulina. Realizzata con scala graduata ad alta leggibilità, permette un dosaggio accurato ed è ideale per utilizzo professionale sanitario e domiciliare.

Queste siringhe monouso sterili sono dotate di ago fisso 27G da 0,4 x 13 mm, progettato per ridurre il trauma durante l'iniezione e migliorare il comfort del paziente. Il sistema a residuo zero consente di minimizzare lo spreco del farmaco, assicurando un utilizzo più efficiente dell'insulina.

Prodotte in polipropilene trasparente atossico e apirogeno, le siringhe dispongono di doppia protezione sterile con copriago e copricilindro. L'ago in acciaio inox AISI 304 con triplo affilamento garantisce penetrazione fluida e precisa.

La confezione da 100 pezzi è ideale per ambulatori, strutture sanitarie, farmacie e utilizzo quotidiano da parte di pazienti diabetici.

FAQ - Domande e Risposte

Che capacità ha la siringa?

La siringa ha capacità da 1 ml.

Che misura ha l'ago?

L'ago è 27G con dimensioni 0,4 x 13 mm.

Le siringhe sono sterili?

Sì, sono sterili e monouso.

L'ago è removibile?

No, l'ago è fisso integrato nella siringa.

Quanti pezzi contiene la confezione?

La confezione contiene 100 siringhe.

Siringa insulina 27G da 1 ml con ago inserito sterile.

Confezione da 100 pezzi, scala graduata precisa e sistema a residuo zero per uso professionale e domiciliare.