

SIRINGA INSULINA 30G - 0,5 ml conf. 100 pz.



Siringa da insulina a residuo zero - ago fisso - 0,5 ml - 30G - 0,3x8 mm

Fornite con ago staccabile o ago fisso, entrambi a residuo zero.

Le siringhe da insulina con ago fisso hanno l'ago direttamente attaccato al corpo della siringa e forniscono una doppia protezione (copriago e copricilindro) per una sterilità ottimale.

Atossiche e apirogene, fatte in polipropilene trasparente con scala graduata per insulina.

Aghi in acciaio inossidabile AISI 304 con triplo affilamento.