

SIRINGA INSULINA 30G - 0,5 ml conf. 100 pz.



Siringa da insulina a residuo zero - ago fisso - 0,5 ml - 30G - 0,3x8 mm

Fornite con ago staccabile o ago fisso, entrambi a residuo zero.

Le siringhe da insulina con ago fisso hanno l'ago direttamente attaccato al corpo della siringa e forniscono una doppia protezione (copriago e copricilindro) per una sterilità ottimale.

Atossiche e apirogene, fatte in polipropilene trasparente con scala graduata per insulina.

Aghi in acciaio inossidabile AISI 304 con triplo affilamento.

Le siringhe per insulina 30G da 0,5 ml sono progettate per garantire massima precisione e comfort nella somministrazione quotidiana dell'insulina. Grazie all'ago sottile da 30G (0,3 x 8 mm), consentono un'iniezione meno invasiva e più delicata, ideale per pazienti diabetici che necessitano di trattamenti frequenti.

Il sistema a residuo zero permette di evitare sprechi di farmaco, assicurando un dosaggio accurato ad ogni utilizzo. La scala graduata è chiaramente leggibile e specifica per insulina, facilitando la corretta misurazione anche in autonomia.

Dotate di ago fisso integrato e doppia protezione (copriago e copricilindro), queste siringhe garantiscono elevati standard di igiene e sicurezza. Realizzate con materiali di alta qualità e prive di lattice, riducono il rischio di reazioni allergiche.

Ideali per uso domestico, ambulatoriale e professionale.

FAQ - Domande e Risposte

Le siringhe sono adatte per uso quotidiano?

Sì, sono progettate per utilizzo frequente nei pazienti diabetici.

Cosa significa 30G?

Indica un ago molto sottile, che riduce il dolore durante l'iniezione.

Sono sterili?

Sì, ogni siringa è sterile e monouso.

È presente lattice?

No, sono realizzate senza lattice.

Il dosaggio è preciso?

Sì, grazie al sistema a residuo zero e alla scala graduata specifica.

Siringhe insulina 30G 0,5 ml sterili monouso con residuo zero.

Precisione e comfort per terapia diabetica.

Confezione da 100 pezzi professionali.