

SIRINGA 3 PEZZI SENZA AGO - 20 ml LLC conf. 50 pz.



SIRINGA 3 PEZZI SENZA AGO - 20 ml LLC conf. 50 pz.

- SIRINGHE SENZA AGO
- CONO LUER LOCK
- Capacità: 20 ml

Dispositivi medicali di alta qualità in grado di garantire un ottimo livello di sicurezza.

La linea INJ/LIGHT è completamente atossica e apirogena. Realizzata in polipropilene trasparente con graduazione nera e confezionata individualmente in blister.

Confezione in GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, RO, RU, YU, SA.

La Siringa 3 Pezzi Senza Ago da 20 ml con attacco Luer Lock è un dispositivo medico monouso progettato per garantire precisione, sicurezza e affidabilità nelle procedure sanitarie quotidiane. Fornita in confezione da 50 pezzi, è indicata per utilizzo professionale in ospedali, ambulatori, studi medici, laboratori e strutture sanitarie.

Realizzata in polipropilene trasparente con graduazione nera ben visibile, consente una lettura precisa del dosaggio durante le operazioni di aspirazione e somministrazione di liquidi. Il sistema a 3 pezzi con cono Luer Lock garantisce una connessione stabile e sicura con aghi e dispositivi compatibili, riducendo il rischio di perdite accidentali.

La siringa è completamente atossica e apirogena, progettata per assicurare elevati standard qualitativi e sicurezza d'utilizzo. Ogni unità è confezionata singolarmente in blister sterile, caratteristica fondamentale per mantenere l'integrità del dispositivo fino al momento dell'uso.

Grazie alla capacità da 20 ml e alla qualità costruttiva, rappresenta una soluzione ideale per applicazioni mediche professionali che richiedono affidabilità e praticità operativa.

FAQ - Domande e Risposte

La siringa è fornita con ago?

No, il prodotto viene fornito senza ago.

Che tipo di attacco utilizza?

È dotata di attacco Luer Lock per una connessione sicura.

La siringa è sterile?

Sì, ogni siringa è confezionata singolarmente in blister sterile.

Qual è la capacità della siringa?

La capacità è di 20 ml.

È adatta per uso professionale?

Sì, è indicata per ospedali, ambulatori e strutture sanitarie.

Siringa 3 pezzi senza ago 20 ml con attacco Luer Lock sterile in confezione da 50 pezzi.
Ideale per utilizzo medico professionale e sanitario.