

SIRINGA 3 PEZZI SENZA AGO - 10 ml CL eccentrico conf. 100 pz.



- SIRINGHE SENZA AGO
- CONO LUER ECCENTRICO
- Capacità: 10 ml

Dispositivi medicali di alta qualità in grado di garantire un ottimo livello di sicurezza.

La linea INJ/LIGHT è completamente atossica e apirogena. Realizzata in polipropilene trasparente con graduazione nera e confezionata individualmente in blister.

Confezione in GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, RO, RU, YU, SA.