

## **SIRINGA 3 PEZZI SENZA AGO - 60 ml CONO CATETERE conf. 20 pz.**



- SIRINGHE SENZA AGO
- CONO LUER CATETERE
- Capacità: 60 ml

Dispositivi medicali di alta qualità in grado di garantire un ottimo livello di sicurezza.

La linea INJ/LIGHT è completamente atossica e apirogena. Realizzata in polipropilene trasparente con graduazione nera e confezionata individualmente in blister.

Confezione in GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, RO, RU, YU, SA.

Siringa ad alta capacità in polipropilene.

Sterile, monouso, latex free, per orecchie e altri scopi.