

SIRINGA 3 PEZZI SENZA AGO - 60 ml CONO CATETERE conf. 20 pz.



SIRINGA 3 PEZZI SENZA AGO - 60 ml CONO CATETERE conf. 20 pz.

- SIRINGHE SENZA AGO
- CONO LUER CATETERE
- Capacità: 60 ml

Dispositivi medicali di alta qualità in grado di garantire un ottimo livello di sicurezza.

La linea INJ/LIGHT è completamente atossica e apirogena. Realizzata in polipropilene trasparente con graduazione nera e confezionata individualmente in blister.

Confezione in GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, RO, RU, YU, SA.

Siringa ad alta capacità in polipropilene.

Sterile, monouso, latex free, per orecchie e altri scopi.

La capacità da 60 ml permette la gestione di volumi elevati di liquidi, mentre il confezionamento singolo in blister contribuisce a mantenere elevati standard igienici e

praticità operativa. Le siringhe sono indicate per utilizzi sanitari, irrigazioni, alimentazione enterale e molte altre applicazioni professionali.

La confezione contiene 20 pezzi sterili monouso pronti all'utilizzo.

FAQ - Domande e Risposte

La siringa viene fornita con ago?

No, la siringa è senza ago.

Qual è la capacità della siringa?

La capacità è di 60 ml.

Che tipo di attacco possiede?

È dotata di cono catetere.

Le siringhe sono sterili?

Sì, sono sterili e confezionate singolarmente in blister.

Il prodotto contiene lattice?

No, le siringhe sono latex free.

Siringa 3 pezzi senza ago da 60 ml con cono catetere sterile e latex free.

Confezione da 20 pezzi per uso medico e professionale.