

SIRINGA 3 PEZZI CON AGO 26G - 1ml Cono Luer centrale - Tubercolina conf. 100 pz.



- SIRINGHE CON AGO
- CONO LUER CENTRALE
- Capacità: 1 ml - tubercolina
- 26G - 0,45 x 12,7 mm

Dispositivi medicali di alta qualità in grado di garantire un ottimo livello di sicurezza.

La linea INJ/LIGHT è completamente atossica e apirogena. Realizzata in polipropilene trasparente con graduazione nera e confezionata individualmente in blister.

Ago con tripla affilatura in acciaio inossidabile AISI 304.

Confezione in GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, RO, RU, YU, SA.