

SIRINGA 3 PEZZI CON AGO 21G - 2,5ml Cono Luer centrale conf. 100 pz.



Dispositivi medicali di alta qualità in grado di garantire un ottimo livello di sicurezza.

La linea INJ/LIGHT è completamente atossica e apirogena. Realizzata in polipropilene trasparente con graduazione nera e confezionata individualmente in blister.

Ago con tripla affilatura in acciaio inossidabile AISI 304.

Confezione in GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, RO, RU, YU, SA.

- SIRINGHE CON AGO
- CONO LUER CENTRALE
- Capacità: 2,5 ml (estendibile a 3 ml)
- 21G - 0,8 x 38 mm