

SIRINGA 3 PEZZI CON AGO 21G - 10ml Cono Luer centrale conf. 100 pz.



SIRINGA 3 PEZZI CON AGO 21G - 10ml Cono Luer centrale

- SIRINGHE CON AGO
- CONO LUER CENTRALE
- Capacità: 10 ml
- 21G - 0,8 x 38 mm

Dispositivi medicali di alta qualità in grado di garantire un ottimo livello di sicurezza.

La linea INJ/LIGHT è completamente atossica e apirogena. Realizzata in polipropilene trasparente con graduazione nera e confezionata individualmente in blister.

Ago con tripla affilatura in acciaio inossidabile AISI 304.

Confezione in GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, RO, RU, YU, SA.

La Siringa 10 ml con Ago 21G e cono Luer centrale è un dispositivo medico sterile monouso progettato per garantire precisione, sicurezza e affidabilità durante procedure sanitarie e assistenziali. La confezione da 100 pezzi è ideale per ospedali, ambulatori, studi medici, laboratori, RSA e professionisti del settore sanitario.

La siringa è realizzata in polipropilene trasparente privo di lattice, con graduazione ben leggibile che consente un dosaggio preciso dei liquidi. Il cono Luer centrale assicura un collegamento stabile e sicuro con l'ago, mentre il pistone garantisce uno scorrimento fluido e controllato.

L'ago 21G (0,8 × 38 mm) è caratterizzato da tripla affilatura, studiata per favorire una penetrazione più agevole e ridurre il trauma ai tessuti durante l'utilizzo.

Ogni siringa è confezionata singolarmente in blister sterile per preservarne l'integrità fino al momento dell'impiego.

FAQ - Domande Frequenti

Qual è la capacità della siringa?

La siringa ha una capacità di 10 ml.

Quali sono le dimensioni dell'ago?

L'ago in dotazione è 21G (0,8 × 38 mm).

Che tipo di raccordo utilizza?

È dotata di cono Luer centrale, che garantisce un collegamento stabile e sicuro.

La siringa è sterile?

Sì, ogni siringa è confezionata singolarmente in blister sterile monouso.

Contiene lattice?

No, è realizzata con materiali latex free, adatti anche ai soggetti sensibili al lattice.

Siringa sterile monouso da 10 ml con ago 21G e cono Luer centrale.

Confezione da 100 pezzi, graduazione precisa, tripla affilatura e materiali latex free.