

## **SIRINGA 3 PEZZI CON AGO 21G - 20ml Cono Luer centrale conf. 50 pz.**



### **SIRINGA 3 PEZZI CON AGO 21G - 20ml Cono Luer centrale conf. 50 pz.**

- SIRINGHE CON AGO
- CONO LUER CENTRALE
- Capacità: 20 ml
- 21G - 0,8 x 38 mm

Dispositivi medicali di alta qualità in grado di garantire un ottimo livello di sicurezza.

La linea INJ/LIGHT è completamente atossica e apirogena. Realizzata in polipropilene trasparente con graduazione nera e confezionata individualmente in blister.

Ago con tripla affilatura in acciaio inossidabile AISI 304.

Confezione in GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, RO, RU, YU, SA.

La siringa sterile 3 pezzi con ago 21G da 20 ml è progettata per garantire precisione, sicurezza e praticità nelle procedure mediche e assistenziali. Dotata di cono Luer centrale e ago 21G da 0,8 x 38 mm, rappresenta una soluzione affidabile per somministrazioni, aspirazioni e utilizzi clinici professionali.

Realizzata in polipropilene trasparente ad alta qualità, questa siringa assicura elevata scorrevolezza del pistone e una lettura chiara della graduazione nera ad alta visibilità. Il sistema a 3 pezzi garantisce migliore tenuta e maggiore precisione durante l'utilizzo.

Ogni siringa è confezionata singolarmente in blister sterile, risultando atossica, apirogena e pronta all'uso. L'ago con tripla affilatura permette una penetrazione più fluida e confortevole, riducendo il trauma durante l'iniezione.

La confezione da 50 pezzi è ideale per ospedali, ambulatori, studi medici, RSA e utilizzo professionale sanitario quotidiano.

---

#### **FAQ - Domande e Risposte**

##### **Qual è la capacità della siringa?**

*La siringa ha capacità da 20 ml.*

##### **Che misura ha l'ago?**

*L'ago è 21G con dimensioni 0,8 x 38 mm.*

##### **Il cono è centrale o eccentrico?**

*Il modello dispone di cono Luer centrale.*

##### **Le siringhe sono sterili?**

*Sì, ogni siringa è sterile e confezionata singolarmente.*

##### **Quanti pezzi contiene la confezione?**

*La confezione contiene 50 siringhe complete di ago.*

Siringa sterile 3 pezzi da 20 ml con ago 21G e cono Luer centrale.

Confezione da 50 pezzi, graduazione ad alta visibilità e confezionamento singolo sterile.