

SIRINGA 3 PEZZI CON AGO SICUREZZA 22G - 2,5ml Cono Luer centrale conf. 100 pz.



- SIRINGHE CON AGO DI SICUREZZA
- CONO LUER CENTRALE
- Capacità: 2,5 ml
- 22G - 0,7 x 32 mm

Dispositivi medicali di alta qualità in grado di garantire un ottimo livello di sicurezza.

La linea INJ/LIGHT è completamente atossica e apirogena. Realizzata in polipropilene trasparente con graduazione nera e confezionata individualmente in blister.

Ago con tripla affilatura in acciaio inossidabile AISI 304.

Confezione in GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, RO, RU, YU, SA.