

SIRINGA 3 PEZZI CON AGO SICUREZZA 21G - 10ml
Cono Luer centrale conf. 50 pz.



- SIRINGHE CON AGO DI SICUREZZA
- CONO LUER CENTRALE
- Capacità: 10 ml
- 21G - 0,8 x 38 mm

Dispositivi medicali di alta qualità in grado di garantire un ottimo livello di sicurezza.

La linea INJ/LIGHT è completamente atossica e apirogena. Realizzata in polipropilene trasparente con graduazione nera e confezionata individualmente in blister.

Ago con tripla affilatura in acciaio inossidabile AISI 304.

Confezione in GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, RO, RU, YU, SA.