

## **AGHI PENNA INSULINA 5 mm - 31G conf. 100 pz.**



Aghi per penne da insulina GIMA 5 mm - 31G - Universali

Aghi monouso sterili da usare con le penne da insulina, per adulti e bambini affetti da diabete mellito.

Grazie ad una speciale pellicola in silicone e ad una punta estremamente sottile, questi aghi garantiscono un'iniezione indolore e poco fastidiosa.

Apirogeni.

Rimborsabili SSN.

Scatola multilingua: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL, CZ, Arabo.

Compatibili con la maggior parte delle penne da insulina presenti sul mercato (Sanofi-Aventis, Novo Nordisk, Eli Lilly, Owen Mumford).