

**RUBINETTO A TRE VIE BD CONNECTA - 394600 conf.  
100 pz.**



BD CONNECTA™ PLUS 3

Codice BD: 394600

Rubinetto a 3 vie

BD Connecta™ Plus 3 sono rubinetti a tre vie per la terapia intravenosa e il monitoraggio della pressione arteriosa, con Luer lock rotante.

Monouso, sterili.

- portata elevata
- basso volume di priming (spazio morto): 0,23 ml
- rotazione completa a 360°
- resistenza ai lipidi: il materiale consente di utilizzare lipidi e agenti chemioterapici