

RUBINETTO A TRE VIE BD CONNECTA con prolunga 10 cm - 394995 conf. 50 pz.



BD CONNECTA™ PLUS 3

Codice BD: 394995

Rubinetto a 3 vie con prolunga 10 cm

BD Connecta™ Plus 3 sono rubinetti a tre vie per la terapia intravenosa e il monitoraggio della pressione arteriosa, con Luer lock rotante.

Monouso, sterili.

- portata elevata
- basso volume di priming (spazio morto): 0,23 ml
- rotazione completa a 360°
- resistenza ai lipidi: il materiale consente di utilizzare lipidi e agenti chemioterapici