

RUBINETTO A TRE VIE BD CONNECTA con prolunga 50 cm - 394951 conf. 20 pz.



BD CONNECTA™ PLUS 3

Codice BD: 394951

Rubinetto a 3 vie con prolunga 50 cm

BD Connecta™ Plus 3 sono rubinetti a tre vie per la terapia intravenosa e il monitoraggio della pressione arteriosa, con Luer lock rotante.

Monouso, sterili.

- portata elevata
- basso volume di priming (spazio morto): 0,23 ml
- rotazione completa a 360°
- resistenza ai lipidi: il materiale consente di utilizzare lipidi e agenti chemioterapici

Il Rubinetto a Tre Vie BD Connecta con prolunga da 50 cm è un dispositivo medico professionale progettato per la terapia endovenosa e il monitoraggio della pressione

arteriosa. Fornito in confezione da 20 pezzi, rappresenta una soluzione affidabile e sicura per ospedali, reparti sanitari, ambulatori e strutture cliniche.

Il sistema BD Connecta Plus 3 è dotato di rubinetto a tre vie con Luer Lock rotante, caratteristica che garantisce connessioni sicure e una gestione pratica delle linee infusionali. La prolunga da 50 cm facilita il collegamento dei dispositivi medici e migliora l'organizzazione operativa durante le procedure cliniche.

Il dispositivo presenta portata elevata, basso volume di priming (spazio morto di 0,23 ml) e rotazione completa a 360°, caratteristiche che consentono una gestione efficiente dei flussi e una maggiore praticità d'utilizzo. I materiali utilizzati offrono inoltre resistenza ai lipidi, rendendo il prodotto compatibile anche con agenti chemioterapici e terapie specifiche.

Grazie all'elevato standard qualitativo BD, il rubinetto a tre vie è ideale per applicazioni professionali che richiedono precisione, sicurezza e affidabilità nelle procedure infusione e di monitoraggio.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve il rubinetto a tre vie?

È utilizzato per terapia endovenosa e monitoraggio della pressione arteriosa.

La prolunga è inclusa?

Sì, il dispositivo include una prolunga da 50 cm.

Che tipo di connessione utilizza?

È dotato di connessione Luer Lock rotante.

Il rubinetto ruota completamente?

Sì, permette una rotazione completa a 360°.

È compatibile con agenti chemioterapici?

Sì, il materiale è resistente ai lipidi e compatibile con specifiche terapie.

Rubinetto a tre vie BD Connecta con prolunga 50 cm e Luer Lock rotante.

Ideale per terapia endovenosa e monitoraggio pressione arteriosa.