

## **SIRINGA BD EMERALD CON AGO 21G - 5 ml Luer Slip centrale conf. 100 pz.**



### **SIRINGHE BD EMERALD - LUER SLIP PUNTA CENTRALE (ago smontato)**

- Capacità: 5 ml
- Misura dell'ago: 21G - 0.8x40 mm (ago smontato)
- Codice BD: 307742
- Ecologiche: 30% di materiale in meno rispetto alle altre siringhe
- Flangia: Per un maggiore comfort e una migliore stabilità
- Top stantuffo ruvido: Riduce lo slittamento in fase di somministrazione
- Stopper verde e graduazione in grassetto: Per dosare in maniera accurata
- Corpo trasparente: Consente di visualizzare il fluido
- Anello di ritenzione robusto: Previene la fuoriuscita accidentale dello stantuffo

Le siringhe BD Emerald con ago 21G da 5 ml rappresentano una soluzione affidabile e sostenibile per l'uso quotidiano in ambito medico e sanitario. Progettate per garantire precisione, sicurezza e comfort, sono ideali per somministrazioni, prelievi e procedure

cliniche standard.

Realizzate con una riduzione fino al 30% del materiale plastico, le siringhe BD Emerald contribuiscono a diminuire l'impatto ambientale senza compromettere le prestazioni. Il cilindro trasparente consente una perfetta visibilità del liquido, mentre la scala graduata ben leggibile permette un dosaggio accurato.

L'ago 21G (0,8 x 40 mm) assicura un flusso ottimale e una somministrazione efficace. Il sistema Luer Slip centrale garantisce una connessione semplice e sicura, mentre lo stantuffo scorrevole riduce l'attrito per un utilizzo fluido e controllato.

Perfette per ospedali, ambulatori, studi medici e utilizzo professionale.

---

#### **FAQ - Domande e Risposte**

##### **Le siringhe sono sterili?**

*Sì, ogni siringa è confezionata sterile e pronta all'uso.*

##### **Che tipo di attacco hanno?**

*Attacco Luer Slip centrale.*

##### **Sono ecologiche?**

*Sì, utilizzano meno plastica rispetto alle siringhe tradizionali.*

##### **Per quali utilizzi sono indicate?**

*Somministrazioni, prelievi e procedure mediche standard.*

##### **L'ago è incluso?**

*Sì, è incluso un ago 21G.*

Siringhe BD Emerald 5 ml con ago 21G Luer Slip. Sterili, precise ed ecologiche con riduzione plastica.

Confezione da 100 pezzi per uso medico professionale.