

## **SIRINGA BD EMERALD CON AGO 21G - 5 ml Luer Slip centrale conf. 100 pz.**



SIRINGHE BD EMERALD - LUER SLIP PUNTA CENTRALE (ago smontato)

- Capacità: 5 ml
- Misura dell'ago: 21G - 0.8x40 mm (ago smontato)
- Codice BD: 307742
- Ecologiche: 30% di materiale in meno rispetto alle altre siringhe
- Flangia: Per un maggiore comfort e una migliore stabilità
- Top stantuffo ruvido: Riduce lo slittamento in fase di somministrazione
- Stopper verde e graduazione in grassetto: Per dosare in maniera accurata
- Corpo trasparente: Consente di visualizzare il fluido
- Anello di ritenzione robusto: Previene la fuoriuscita accidentale dello stantuffo