

SIRINGA BD PLASTIPAK SENZA AGO - 5 ml Luer Lock conf. 125 pz.



SIRINGHE BD PLASTIPAK SENZA AGO - LUER LOCK

- Capacità: 5 ml
- Modello: Luer - lock
- Codice BD: 309649

La Siringa BD Plastipak senza ago 5 ml Luer Lock è una siringa monouso destinata all'utilizzo professionale in ambito sanitario, medico e assistenziale.

Il sistema Luer Lock permette di collegare in modo stabile e sicuro aghi e dispositivi compatibili, contribuendo a evitare disconnessioni accidentali durante l'impiego. La struttura trasparente consente una buona visibilità del contenuto e facilita il controllo durante le

operazioni di aspirazione e somministrazione.

Le siringhe BD Plastipak sono indicate per le attività quotidiane di strutture ospedaliere, ambulatori, studi medici e altri contesti sanitari nei quali sono richieste praticità, precisione e affidabilità.

FAQ - Domande Frequenti

La siringa BD Plastipak viene fornita con ago?

No, questo modello viene fornito senza ago.

Che tipo di attacco utilizza?

Utilizza un attacco Luer Lock, compatibile con aghi e dispositivi dotati del relativo raccordo.

La siringa è monouso?

Sì, è progettata per essere utilizzata una sola volta.

A chi è destinata?

È indicata principalmente per l'impiego professionale in strutture sanitarie, ambulatori, studi medici e contesti assistenziali.

Siringa BD Plastipak senza ago 5 ml con attacco Luer Lock, pratica e affidabile per l'impiego professionale in ambito sanitario.

Confezione da 125 pezzi.