

**AGO CANNULA PERIFERICO EV BD INSYTE 18G
x30mm - 381244 conf. 50 pz.**



AGHI CANNULA PERIFERICI EV BD INSYTE™

BD INSYTE™

Codice BD: 381244

Calibro: 18G

Calibro mm: 1,31x30 mm

Colore: verde

Gli aghi cannula EV BD Insyte™ sono cateteri intravascolari radiopachi con cono Luer-Lock. Studiati per essere inseriti nel sistema vascolare periferico del paziente per breve tempo, per prelevare campioni di sangue, monitorare la pressione arteriosa o somministrare fluidi. L'ago è lubrificato internamente ed esternamente con tripla affilatura (smussatura con taglio posteriore). Il biomateriale BD Vialon™ si ammorbidisce fino al 70% nella vena, consentendo

tempi di permanenza più lunghi in vena e riducendo il rischio di flebiti meccaniche e infiltrazioni.