

AGO CANNULA PERIFERICO EV BD INSYTE 20G x30mm - 381234 conf. 50 pz.



AGHI CANNULA PERIFERICI EV BD INSYTE™

La tecnologia BD Instaflash™ prevede un ago con foro aggiuntivo che si è dimostrato clinicamente efficace nel migliorare il successo di inserimento al primo tentativo, riducendo il numero di tentativi dolorosi che non hanno esito positivo.

BD INSYTE™

Codice BD: 381234

Calibro: 20G

Calibro mm: 1,09x30 mm

Colore: rosa

Gli aghi cannula EV BD Insite™ sono cateteri intravascolari radiopachi con cono Luer-Lock. Studiati per essere inseriti nel sistema vascolare periferico del paziente per breve tempo,

per prelevare campioni di sangue, monitorare la pressione arteriosa o somministrare fluidi. L'ago è lubrificato internamente ed esternamente con tripla affilatura (smussatura con taglio posteriore). Il biomateriale BD Vialon™ si ammorbidisce fino al 70% nella vena, consentendo tempi di permanenza più lunghi in vena e riducendo il rischio di flebiti meccaniche e infiltrazioni.