

**AGO CANNULA PERIFERICO EV BD INSYTE 22G  
x25mm - 381223 conf. 50 pz.**



**AGHI CANNULA PERIFERICI EV BD INSYTE™**

La tecnologia BD Instaflash™ prevede un ago con foro aggiuntivo che si è dimostrato clinicamente efficace nel migliorare il successo di inserimento al primo tentativo, riducendo il numero di tentativi dolorosi che non hanno esito positivo.

BD INSYTE™

Codice BD: 381223

Calibro: 22G

Calibro mm: 0,88x25 mm

Colore: blu

Gli aghi cannula EV BD Insyte™ sono cateteri intravascolari radiopachi con cono Luer-Lock. Studiati per essere inseriti nel sistema vascolare periferico del paziente per breve tempo,

per prelevare campioni di sangue, monitorare la pressione arteriosa o somministrare fluidi. L'ago è lubrificato internamente ed esternamente con tripla affilatura (smussatura con taglio posteriore). Il biomateriale BD Vialon™ si ammorbidisce fino al 70% nella vena, consentendo tempi di permanenza più lunghi in vena e riducendo il rischio di flebiti meccaniche e infiltrazioni.