

**AGO CANNULA PERIFERICO EV DI SICUREZZA BD
INSYTE AUTOGUARD CON ALETTE 22G x25mm -
381923 conf. 50 pz.**



AGHI CANNULA PERIFERICI EV DI SICUREZZA BD INSYTE™ AUTOGUARD™

BD INSYTE™ AUTOGUARD™ - CON ALETTE

Codice BD: 381923

Calibro: 22G

Calibro mm: 0.9x25 mm

Colore: blu

Gli aghi cannula EV di sicurezza BD Insyte™ Autoguard™ sono cateteri intravascolari (IV) di sicurezza over-the-needle che incorporano funzioni avanzate

di sicurezza, tra cui un pulsante per la retrazione immediata dell'ago.

Sicurezza avanzata

È comprovato che la tecnologia BD di protezione dell'ago mediante pulsante riduce il rischio di lesioni accidentali da puntura di ago. L'inserimento riuscito al primo tentativo a tecnologia BD Instaflash™ prevede un ago con foro aggiuntivo che si è dimostrato clinicamente efficace nel migliorare il successo di inserimento al primo tentativo, riducendo il numero di tentativi dolorosi che non hanno esito positivo.

Diminuzione delle complicazioni

Il biomateriale BD Vialon™ si ammorbidisce fino al 70% nella vena, consentendo tempi di permanenza più lunghi in vena e riducendo il rischio di flebiti meccaniche. Studiati per essere inseriti nel sistema vascolare periferico del paziente per breve tempo, per prelevare campioni di sangue, monitorare la pressione arteriosa o somministrare fluidi. Disponibili con o senza alette.

Manuale multilingue in GB, FR, IT, ES, DE, PT, NL, DK, SE, NO, FI, LT, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, RU, TR, Arabo.