

CONNETTORE SENZA AGO BD Q-SYTE - 385100 conf. 50 pz.



CONNETTORE SENZA AGO BD Q-SYTE™ - 385100

Il connettore senza ago BD Q-Syte™ ha una struttura a setto diviso conforme alle linee guida per la riduzione delle infezioni del sangue correlate ai cateteri (CRBSI). Il percorso del fluido, lineare e aperto, consente una velocità di flusso elevata. Compatto e leggero, senza complessi sistemi di valvole meccaniche. La struttura trasparente consente al personale sanitario di verificare visivamente l'efficacia della propria tecnica e intervenire tempestivamente in caso di irrorazione poco efficace.

Senza DEHP.

Senza gomma naturale o lattice.

Classe IIa