

VALVOLA SENZA AGO - sterile conf. 500 pz.



VALVOLA SENZA AGO - sterile

Dispositivo a circuito chiuso senza ago per infusione e/o rimozione endovenosa. Utile per la protezione degli accessi vascolari e di tutti i sistemi di infusione dotati di connettore Luer lock standard maschio.

Questo sistema di protezione chiuso e auto-sigillante consente di iniettare fluidi ed effettuare rimozioni eliminando il rischio di punture accidentali agli operatori e riducendo il rischio di contaminazione dei pazienti.

Senza latex.

Senza PVC.