

## **SUTURA MONOFILAMENTO ETHICON ETHILON - 3/0 ago 19 mm FS-2 conf. 36 pz.**



ETHILON - suture monofilamento sterili non assorbibili

- Codice Ethicon: 653H
- Calibro: 3/0
- Metrico: 2.0
- Colore: nero
- Forma: 3/8
- Lunghezza ago: 19 mm
- Ago: FS-2
- Lunghezza sutura: 45 cm
- Minimo di vendita: confezione da 36 pezzi

Le suture chirurgiche non assorbibili sono indicate nel trattamento dell'avvicinamento e/o legatura dei tessuti molli anche in ambito cardiovascolare, oftalmico neurochirurgico.